

Dispositifs de stabilisation Statlock IV Ultra Boîte de 50



- Le seul dispositif de stabilisation StatLock stratégiquement conçu pour fixer facilement le cathéter « au-dessus de l'embase », ainsi que pour diminuer les complications et augmenter les temps de séjour
 - Dispositif de retenue « au-dessus de l'embase » pour une fixation optimale à proximité du site d'insertion
 - Coussin d'ancrage respirant en polyester tricoté non absorbant
 - Stérile et sans latex
- Caractéristiques techniques:
 - Coussinet en tricot avec mousse
 - Forme de la compresse : IV Ultra
 - Taille: Adulte
 - Sans latex
 - Sans DEHP
 - Méthode de stérilisation: Oxyde d'éthylène
 - Durée de conservation: 36 mois
 - Classification: Is