

Table de nuit Server-Ready T103, Sonoma Oak R20128



- Table de nuit avec tiroir, grand tiroir, deux tablettes coulissantes et un compartiment ouvert, prête pour la table de lit flexible s100.
- Avec ses deux tablettes coulissantes, la table de nuit storeline® t103 est le complément idéal à un lit médicalisé de la gamme floorline de bock. Les objets personnels sont ainsi à portée de main et sont facilement visibles depuis le haut lorsque le grand tiroir est ouvert. Les tablettes coulissantes intégrées permettent d'agrandir l'espace de rangement sur deux niveaux, avec rapidité et en toute sécurité : la tablette inférieure permet au résident de poser aisément des boissons ou ses effets personnels même si la

hauteur du sommier est très basse. Par ailleurs, le grand tiroir permet par exemple aux résidents d'accéder plus facilement à des boissons et de les remettre ensuite en place.

- Dimensions: 506 x 450 x H 788 mm
- Tirette: 445 x 400 mm
- Compartiment petit tiroir: 430 x 330 x H 85 mm
- Compartiment ouvert: 460 x 400 x H 70 mm
- Compartiment grand tiroir: 430 x 330 x H 320 mm
- Poids: 37,75 kg
- 4 roulettes pivotantes doubles diam. 50 mm dont 2 avec frein