

Déboucheur pour urinoir professionnel Uristop Flacon de 1 litre



- Déboucheur liquide pour urinoirs.
- Élimine les dépôts calcaires.
- Dissout les pierres d'urine.
- Élimine les mauvaises odeurs.
- Ne chauffe pas.
- Propriétés:
 - Particulièrement recommandé pour toute collectivité possédant des urinoirs.
 - Spécialement conçu pour la dissolution des dépôts de calcaires et de pierres d'urine dans les canalisations d'urinoirs.
 - L'action du produit élimine les relents émanant des urinoirs.
 - S'utilise également préventivement afin d'éviter la formation de bouchons due à la cristallisation de l'urée.
 - Inoffensif pour les fosses septiques.
- Mode d'emploi:
 - En cas de bouchon, verser 1/2L dans l'urinoir et laisser

agir au moins 15 minutes.

- Rincer et vérifier si la canalisation est débouchée.
- Répéter l'action en cas de grosse obstruction.
- Pour une utilisation sur du métal inoxydable ou sur du chrome : rincer immédiatement à l'eau claire.
- Consignes de sécurité:
 - Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
 - Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
 - Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
 - A usage strictement professionnel
- Dosage:
 - Utilisation pure.
 - Préventivement : 100 ml par semaine et par urinoir.