

Shampooing antipelliculaire Flacon-pompe de 1 litre



- Le Shampooing Antipelliculaire Head & Shoulders Classic pour tous types de cheveux et cuir chevelu agit même contre les pellicules tenaces.
- Ce shampooing à usage quotidien, conçu pour les hommes et les femmes, à partir de la formule Microbiome Balance, qui cible la cause première de l'apparition des pellicules, aide à maintenir l'équilibre du microbiome du cuir chevelu.
- Il agit à la fois contre les pellicules visibles et invisibles, en

libérant deux fois plus d'agents protecteurs, qui pénètrent dans les pores, afin d'empêcher le retour des pellicules tenaces.

- Ce produit a été cliniquement prouvé, testé sous contrôle dermatologique et offre un pH équilibré, pour une sensation de fraîcheur et de propreté sur votre cuir chevelu.