

Savon moussant pour les mains Dax Recharge de 1 litre



- Le savon moussant pour les mains DAX est un savon moussant doux et respectueux de la peau en recharge pour les distributeurs automatiques 006.035 et les distributeurs manuels 006.006.
- Le savon moussant n'est pas parfumé, ce qui le rend adapté à tous les types de peau.
- Fonctions spéciales:
 - Facile à utiliser - un flacon suffit pour 1000 doses
 - Non parfumé
 - Doux et respectueux de la peau
 - Hydratant
 - Hygiène optimale grâce au dosage via le distributeur automatique AD149
- Savon mousse non parfumé qui nettoie la peau en douceur et laisse une sensation de fraîcheur.
- Le savon est facile à utiliser puisqu'un flacon suffit pour 1000 doses.