

Bouton gastro Compat Buddy CH24 - Longueur 4,5 cm



- Le bouton de gastrostomie à ballonnet Compat® Buddy est destiné aux patients qui requièrent une administration entérale intermittente ou continue de nutriments, de liquides ou de médicaments en site gastrique. Il convient également à la décompression gastrique.
- Le bouton Compat® Buddy est disponible dans un large choix de tailles (12/14/16/18/20/24 FR) et de longueurs (0.8 à 6.5 cm) pour répondre à la plupart des besoins des patients et des exigences cliniques.
- Confort du Patient :
 - Sonde en silicone souple biocompatible et ballonnet en silicone haute résistance pour favoriser une durée d'utilisation maximale et limiter le remplacement du bouton.
 - Extrémité distale entièrement recouverte pour préserver la paroi de l'estomac.
 - Solution discrète et confortable pour offrir plus de liberté de mouvement au patient.
- Facilité d'Utilisation: Le bouton Compat® Buddy est disponible sous forme de kit pratique pour faciliter le placement. Il est livré dans un emballage individuel stérile comportant deux étiquettes détachables pour améliorer la traçabilité.
- Sécurité des matériaux : Exempt de DEHP, de BPA et de latex.