

Filet tubulaire Liderfix Latex Free n°1

- Longueur: 25 m
- Non-stérile
- Pour doigts et main
- Sans latex: Fabriqué en matériau élastique composé d'un mélange de 86 % de polyamide et de 14 % d'élastomère avec une double couche de fibres de polyamide
- Ne présente pas de glissement dans les nœuds lorsqu'il est soumis à des contraintes de traction ou à des coupures

longitudinales ou transversales causées par son utilisation normale.

- Couleur: blanc

- Avantages:

- Élasticité maximale du tissu

- Identification facile de la mesure grâce à sa ligne de couleur

- Extrême douceur du tissu