

Filet tubulaire Liderfix Latex Free n°5



- **SANS LATEX:** Fabriqué en matériau élastique composé d'un mélange de 86 % de polyamide et de 14 % d'élastomère avec une double couche de fibres de polyamide. De couleur blanche, il ne présente pas de glissement dans les nœuds lorsqu'il est soumis à des contraintes de traction ou à des coupures longitudinales ou transversales causées par son utilisation normale.

- **Avantages:**

- Élasticité maximale du tissu
- Identification facile de la mesure grâce à sa ligne de couleur
- Extrême douceur du tissu
- Non-stérile
- Pour tête
- Longueur: 25 m