

Filet tubulaire Liderfix Latex Free n°7



- Longueur: 25 m
- Non-stérile
- Pour jambes et hanches larges
- SANS LATEX : Fabriqué en matériau élastique composé d'un mélange de 86 % de polyamide et de 14 % d'élastomère avec une double couche de fibres de polyamide. De couleur blanche, il ne présente pas de glissement dans les nœuds lorsqu'il est soumis à des

contraintes de traction ou à des coupures longitudinales ou transversales causées par son utilisation normale.

- Avantages:
 - Élasticité maximale du tissu.
 - Identification facile de la mesure grâce à sa ligne de couleur.
 - Extrême douceur du tissu.