

## Pannes en carton, 2 litres Carton de 100



- Usage unique
- Fabriquée à partir de produits recyclés: pâte à papier moulée
- Dégradable par macération
- Caractéristiques
  - Design traditionnel ergonomique
  - Encourage l'utilisation indépendante des toilettes, offrant commodité, dignité et confort aux patients.
  - Ouverture bien finie pour faciliter l'utilisation et le confort.
  - Produit jetable, à usage unique, pour réduire le risque d'infection croisée.
  - Produit en fibre moulée fabriqué à partir de papier 100 % recyclé
  - Entièrement jetable dans les broyeurs Vernacare
- Réglementation
  - Conforme à : Règlement sur les dispositifs médicaux 2017/745 Classe 1 (non stérile)
  - Testé pour être conforme à la norme PAS 29:1999
  - Jetable : par macération
  - ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
  - Test de rétention des fluides
  - Testé conformément à la norme PAS 29:1999
  - Garantie de conserver le liquide pendant 4h
  - Température de résistance : 35°C (+/-3)
  - Données techniques
  - Dimensions du bassin 355 x 285 x 100 mm
  - Contenu 2,0 litres (max)
  - Matériau 100% pâte à papier
  - Poids 48,0 g (+/- 5 g)
  - Couleur Gris