

## Veste pelvienne Salvaclip Safe - M



- Avec système de fermeture magnétique.
- Livrée avec 4 fermetures et 1 clé magnétiques.
- Maintien confortable du patient au fauteuil
- Ce modèle se fixe au dossier de la chaise avec deux boucles.
- Taille : 130 - 195 cm
- Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des

- épaules des patients qui leur permet de rester droits.
- Idéale pour les patients qui requièrent un contrôle de la posture.
- Le support pelvien empêche le patient de glisser vers le bas.
- Lavage à 40°

