

## Coussin semi-Fowler GCare Home



- Ce coussin s'adapte à toutes les morphologies
- Il soutient le patient en position semi-Fowler (dossier incliné à 30° et inclinaison du bassin à 30°)
- Se place sous les cuisses, le plot vers l'avant entre les genoux
- Dimensions: 70 x 48 cm
- Enveloppe Clinicare bi-élastique (polyamide enduit

polyuréthane)

- Remplissage microbilles de polystyrène de fine granulométrie
- Couleur: bleu
- Entretien:
  - Se désinfecte avec un spray de surface haute non chloré
  - Lavage possible en machine à 95°C