

Seringues insuline Micro fine 0,5 ml + aiguille 30G x 8 mm
Boîte de 10



- La seringue à insuline Micro Fine est dotée d'une aiguille fixe.
- L'aiguille est en acier chirurgical et est aiguisée en une pointe tridimensionnelle qui permet une injection presque indolore.
- Les volumes sont de 0,3 ml, 0,5 ml, 1 ml et sont disponibles en différentes longueurs.
- Les seringues à insuline Micro Fine sont munies d'un capuchon protecteur orange et blanc.
- Un marquage clair facilite le repérage des seringues.