

Liquide Prodeter pour vaisselle manuelle Flacon de 1 litre



- Conforme à la norme réglementant les constituants de produits destinés au nettoyage de matériel ou surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires
- Détergent très fortement concentré pour le lavage de la vaisselle à la main
- Contient une proportion exceptionnellement élevée de tensioactifs lui conférant un pouvoir dégraissant unique
- Décolle rapidement toutes souillures, les émulsionne et les disperse
- Produit neutre, ne présente aucun danger de corrosion même sur l'aluminium
- Protège la peau des irritations occasionnées par un usage répété ou prolongé
- pH: 6,5
- Densité: 1,04 kg/l
- Température de l'eau recommandée: de 30 à 40°C, mais peut être également utilisé avec de l'eau froide
- Dosage: 3 à 5 ml/l selon le degré de salissure