

## Déambulateur fixe Omega, bleu



- Cadre de marche fixe réglable en hauteur en aluminium soudé
- Châssis en tubes aluminium soudés (tube Ø 25x1.2 - Q: 5086)
- Renfort cintré pour faciliter l'accès WC
- 5 positions de réglage en hauteur (chacune espacée de 25 mm)
- Blocage réglage en hauteur par cliquet simple
- Rallonges: tube alu Ø 22 x 1,2 – Q: 5449
- Finition époxy bleu
- Poignées mousse autocollantes
- Embout: 19x40 noir
- Hauteur hors tout: de 810 mm à 910 mm
- Largeur hors tout: de 640 mm à 650 mm
- Profondeur hors tout: de 495 mm à 515 mm
- Poids du produit: 1,8 kg