

Tensiomètre au bras Beurer BM49



- Haut-parleur intégré
- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras
- Fonction vocale: FR, NL, DE, IT
- Volume sonore réglable, voix désactivable
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Pour un tour de bras de 22 à 36 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- Manchette XL (35 - 44 cm) disponible en accessoire, référence 334.981
- Adaptateur disponible séparément