

Coussin chauffant multifonctions Beurer HK55 Cosy



- Fixation simple pour le ventre, le dos et les articulations
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en velours
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
- Répond à la norme OEKO-TEX® STANDARD 100
- Couleur: rouge

