

Thermomètre auriculaire Beurer FT65



- Fonction 6-en-1 : température dans l'oreille, sur le front, superficielle, indicateur de fièvre, date et heure, 10 emplacements de mémoire
- Jusqu'à 37,9 °C = vert, à partir de 38,0 °C = rouge
- Mesure quasi instantanée
- Technique de mesure infrarouge
- Indicateur de fièvre à LED dès 38 °C
- Affichage en °C et °F
- Ne contient pas de mercure ni de verre
- Peut être désinfecté
- 10 emplacements de mémoire avec la date et l'heure
- Arrêt automatique
- Grand écran

