

Lampe de luminothérapie Beurer TL30



- Taille compacte grâce à la technologie LED
- Idéal pour le bureau et en déplacement
- Illumination particulièrement claire et régulière
- Intensité lumineuse 10 000 lux (distance 10 cm)
- Sans scintillement et sans UV
- Surface d'éclairage environ 20 x 12 cm
- Dimensions du produit : env. 23,6 x 15,6 x 2,6 cm
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Commande à un seul bouton confortable
- Utilisable à l'horizontale ou à la verticale
- Avec pochette de rangement pratique

