

Compresse cheville GelPro Identités



- Permet un traitement de thermothérapie complet.
- S'utilise au congélateur ou au micro-ondes.
- Modèle s'enfilant sur la cheville et l'épouse fidèlement car le matériau utilisé est très extensible, permettant d'être adapté à la plupart des morphologies
- Modèle tube s'enfilant par le pied
- Sangle velcro extensible 33 cm permettant de faire mieux tenir la compresse
- Dimensions sans extension: 24 x 14 cm
- Couleur: bleu