

Electrostimulateur numérique Beurer EM80



Cet électrostimulateur EMS/TENS est idéal pour la thérapie anti-douleur et la stimulation musculaire. Il dispose de 8 électrodes et 4 canaux réglables séparément.

- Thérapie anti-douleur (TENS)
- Stimulation musculaire (EMS)
- Détente et massage
- 8 électrodes et 4 canaux réglables séparément
- Électrodes au gel autocollantes (8 incluses, 45 x 45 mm)
- 4 canaux réglables séparément
- 30 applications préprogrammées

- 20 programmes personnalisables : fréquence, plage de pouls, temps marche/arrêt programmable
- Intensité réglable
- Minuteur-compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- Fonction docteur pour une adaptation idéale à votre programme thérapeutique personnel
- Produit médical Classe I
- Pochette de rangement