

Tensiomètre au bras Beurer BM64



Tensiomètre au bras Bluetooth® avec technologie d'inflation et indicateur de repos breveté
Équipé de l'indicateur de repos breveté et de bien d'autres options, comme un écran noir XL avec rétroéclairage et boutons à effleurement « Sensor Touch », le tensiomètre BM 64 de Beurer garantit une mesure de la pression artérielle d'une grande qualité en toute sécurité. De plus, grâce à la mise en réseau innovante entre votre smartphone et l'application « HealthManager Pro », vous gardez toujours un œil sur vos valeurs, où que vous soyez.

• Caractéristiques :

- Détection avancée de l'arythmie : détecte la fibrillation auriculaire pour la prévention des AVC
- Mesure triple recommandée par les médecins pour des mesures encore plus précises
- Technologie d'inflation : Mesure pendant le gonflage avec un confort accru et un temps de mesure plus rapide
- Suivez l'évolution des valeurs de tension artérielle à tout moment grâce à l'application « beurer HealthManager Pro »

- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras
- Voyant de repos breveté* pour des résultats de mesure précis
- Indicateur de risque : Avec graduation intégrée à l'écran pour la classification des résultats de mesure
- Contrôle du positionnement du brassard : pour un positionnement correct du brassard sur le bras
- Utilisation simple avec le bouton tactile Sensor Touch
- Calcul de la moyenne de toutes les valeurs enregistrées et de la pression artérielle matin/soir des 7 derniers jours
- 2 utilisateurs avec 120 valeurs de mesure chacun
- Écran noir clair et très lisible
- Brassard pour une circonférence de bras de 22 à 42 cm
- Pochette de rangement incluse
- Incl. carnet de pression artérielle pour noter les valeurs mesurées
- Adaptateur secteur disponible séparément
- Dispositif médical
- Brevet EP 1 673 009