

Nutrison Plantbased Soja Flacon d'1 litre



- Alimentation complète par sonde, prête à l'emploi, à base de protéines de soja
- Sans gluten et sans lactose
- Sans protéine de lait
- Exempt d'ingrédients d'origine animale, convient aux végétaliens

- A utiliser sous surveillance médicale
- Indication: patients avec une allergie aux protéines du lait de vache ou une intolérance au lactose stricte
- Caractéristiques: 1000 kcal/litre- 40 g Protéines/litre
- P/L/G: 16/35/49 (% AET)