

Talonnaire enveloppante



- Talonnaire moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme
- Zone du talon évidée pour une libération des appuis & une protection vis à vis des frictions
- Tendon d'achille protégé par évidement et renforts latéraux (dirigent les appuis vers les rétromalléoles, zones à moindre risque)
- Solidaire du pied dans toutes les situations (supprime les effets de frictions)
- Bords latéraux du pied évidés pour un report des appuis vers les zones alentours à moindre prévalence
- Livrée avec housse de protection, et donc adaptée à l'usage multi patients
- Dimensions: 55 x 25 x 7,5 cm

