

Appareil de massage à infrarouge Beurer MG70



Cet appareil de massage à infrarouge contribue à votre détente grâce à un massage par tapotement en profondeur. La fonction de chaleur infrarouge peut être activée. Grâce à sa poignée amovible, cet appareil est tout à fait polyvalent.

- Massage par tapotement relaxant et agissant en profondeur
- Utilisations multiples grâce à la poignée amovible

- Intensité de massage réglable en continu
- Diffusion de chaleur, activable
- 2 embouts de massage interchangeables (embout doux, embout à picots)
- 2 niveaux de fonction (massage par tapotement, massage par tapotement avec chaleur infrarouge)
- Poignée amovible et antidérapante avec surface Soft Touch