

Bavoir néoprène médium Identités



- Ces bavoirs en néoprène garantissent aux adultes une protection ultra-absorbante pendant les repas
- Le matériau utilisé, à base de néoprène, est très agréable pour la peau, anti-bactérien et très durable
- Attache par bande velcro
- En retournant le bas du bavoir, on crée un rabat poche pour prévenir les chutes intempestives d'aliments
- Matériau 100% imperméable et intraversable
- Coloris: bleu
- Dimensions medium: 56 x 42 cm

