

Circulatonic gel pour massage tonique Tube de 250 ml



- Gel fraîcheur Circulatonic® qui apporte de la tonicité aux jambes grâce à sa fraîcheur.
- La texture de ce gel permet de réaliser un massage court et vivifiant.
- Idéal pour un massage des jambes. Le terme "jambes lourdes" n'est plus utilisé en cosmétique.
- Très bonne tolérance cutanée
- Ne dessèche pas la peau
- Ne contient pas de colorant (ex CI 42090), ni d'Alcool (Alcool dénaturé)
- Précautions d'emploi : Usage réservé à l'adulte. Eviter le

contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Usage externe.

- Ingrédients INCI : Aqua, Menthol, HydroxyethylAcrylate / Sodium Acryloylmethyl Taurate Copolymer, Squalane, Cupressus Sempervirens Oil, Polysorbate 20, Mentha Piperita Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Camphor, Caprylyl Glycol, Polysorbate 60, Glycerin, Sorbitan Isostearate, Equisetum Arvense Extract,
- Allergènes présents selon le règlement 1223/2009 : Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral, Limonene