

Bain bouillonnant pour pieds Beurer FB20



Des pieds détendus et soignés grâce au bain de pieds avec fonctionnalité pédicure et massage bien-être avec champ de lumière infrarouge.

- Avec fonctionnalité pédicure
- 3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique
- 3 fonctions : massage par vibrations, massage bouillonnant, maintient l'eau à température
- Champ de lumière infrarouge bien-être

- 3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique
- Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire
- Support de pieds massant
- Massage à sec possible
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Enrouleur de câble
- Convient jusqu'à la pointure 48