

Tensiomètre au poignet Beurer BC28



- Facile d'utilisation : nos tensiomètres au poignet font toute la différence. En particulier lors de déplacements, ces appareils pratiques se révèlent être des compagnons fiables, pour un suivi régulier de votre tension.
- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du poignet
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø de la tension du matin et du soir des 7 derniers jours
- Affichage très clair
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 14,0 à 19,5 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîte de rangement