

Fauteuil de transfert Modulolight rouge 47.5 cm Identités



- Le fauteuil de transfert Modulolight est idéal pour les transferts quotidiens à domicile ou en établissement
- Il dispose d'une structure aluminium très robuste à double croisillon s'adaptant aux personnes jusqu'à 135 kg
- Ses grandes roues souples (30,48 cm à l'arrière et 20,32 cm à l'avant) permettent des promenades en extérieur en tout confort
- Il dispose de double freins de parking
- Dimensions hors-tout: largeur 63.5 cm x profondeur 97

cm x hauteur 92 cm

- Dimensions assise: largeur 47.5 cm x profondeur 41 cm x hauteur 49 cm
- Dimensions plié: 72 x 27 x 65 cm
- Hauteur dossier: 43 cm
- Roue arrière: 30,48 cm de diamètre
- Roue avant: 20,32 cm de diamètre
- Poids: 14,6 kg.