

Siège de douche Maldives large Identités



- Assise et dossier capitonnés en mousse pour donner un confort d'assise exceptionnel
- Accoudoirs relevables
- L'ensemble est relevable au mur afin de laisser la cabine de douche libre
- Structure acier inoxydable peint traité epoxy
- Disponible en assise pleine ou avec découpe anatomique
- Profondeur: 58,5cm
- Hauteur réglable de 81 à 106 cm
- Dimensions assise:
 - Largeur: 58 cm
 - Profondeur: 45 cm
 - Hauteur réglable de 39 à 64 cm
- Profondeur replié 255 mm
- Dimensions hors-tout:
 - Largeur: 75 cm