

Appareil de massage des pieds Beurer FM 60



- Massage des pieds shiatsu bienfaisant
- 2 niveaux d'intensité
- Fonction de chauffage activable
- Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées
- 18 têtes de massage Shiatsu
- Nettoyage facile avec un chiffon légèrement humide
- Angle d'inclinaison réglable grâce à des pieds à hauteur réglable
- Surface en maille respirante
- Rangement pratique des câbles
- Affichage de la fonction au moyen d'une LED colorée sur le bouton
- Dimensions: 43,20 x 13,50 x 38,40 cm