

Stabimed Fresh Bidon de 5 L



Nettoyant désinfectant manuel pour dispositifs médicaux invasifs et non invasifs, résistants à la chaleur, endoscopes rigides et flexibles.

- Rapide, efficace et économique avec un large spectre d'efficacité

- Concentré liquide à base d'alkylamine
- Sans Phénol, QAC et aldéhyde, donc sans fixation de protéines
- Excellentes propriétés de nettoyage, élimine facilement le sang et les sécrétions
- Convient également au nettoyage par ultrasons