

Table de massage Kinconfort grise Identités



- Pour le domicile ou en cabinet.
- Structure pliante en bois de qualité réglable en hauteur grâce à 11 positions.
- Equipée de:
 - un trou de visage.
 - un repose-tête.
 - un accoudoir central suspendu de 40 x 17 cm.
 - 2 accoudoirs latéraux de 37 x 11 cm.
- Mousse haute densité de grande épaisseur (6,5 cm).
- Sellerie haute qualité en polyuréthane imperméable, lavable et désinfectable.
- Housse de transport comprise.
- Dimensions (sans appuie-tête) : Long. 185 x larg. 70 x

haut. 63 à 88 cm.

- Dimensions de l'appui-tête : 26 cm.
- Appui-tête réglable de 0 à 90° par serrage.
- Repose-pied réglable de 0 à 90° en 10 positions.
- Poids 19 kg.

Dimensions (sans appuie-tête) : Long. 185 x larg. 70 x haut. 63 à 88 cm (11 positions).

Dimensions de l'appui-tête : 26 cm. Réglable de 0 à 90° par serrage.

Repose-pied réglable de 0 à ~90° en 10 positions.

Poids 19 kg.

Résistance 220 kg.