

Chaise de massage pliante Kin Chair Identités



- Chaise de massage pliante qui permet de mettre le patient en faible gravité pour un massage régénératoire
- Multiples positions de réglage de l'assise en inclinaison, hauteur du cale-tronc, hauteur et inclinaison du repose-bras, inclinaison et profondeur de la tête
- Les parties de contact sont en mousse souple avec

sellerie en PU cousu

- Structure en acier martelé
- Dimensions hors-tout: larg. 45/48 x prof. 55 x haut. 116 cm
- Poids: 8 kg
- Livrée avec un sac de transport