


Boîte de 5 pansements Biatain silicone, adhésivité douce, 10 x 30 cm - Stérile



- Biatain Silicone avec la technologie 3DFit est un pansement en mousse de polyuréthane souple et conforme avec un film supérieur résistant aux bactéries et à l'eau, une couche de verrouillage et une couche adhésive de silicone douce.
 - Il peut être utilisé sur un large éventail de plaies exsudatives chroniques et aiguës, faisant de Biatain Silicone le choix évident pour la cicatrisation humide des plaies courantes.
 - S'adapte au lit de la plaie
 - Absorbe verticalement
 - Retient l'exsudat et 99,98 % des bactéries
- Usage:
 - Biatain Silicone est indiqué pour un large éventail de plaies exsudatives chroniques et aiguës.
 - Soins des plaies bourgeonnantes, moyennement à fortement exsudatives. Ils comprennent les ulcères de jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique non infectés, les sites donneurs, les plaies postopératoires et les plaies traumatiques.
 - Il peut être utilisé en association avec une thérapie par compression et peut être laissé en place jusqu'à 7 jours.
 - Adhésivité douce.
 - Convient aux plaies diabétiques