

ThickenUp instant céréal HP Vanille Boîte de 520 g



- Nutrition médicale orale sous forme de préparation céréalière déshydratée, hypercalorique, riche en protéines
- A reconstituer avec du lait ou autre boisson
- Préparation nécessitant un fouet ou un mixer afin d'obtenir une préparation sans grumeaux
- Peut être préparé avec une consistance IDDSI 3 (purée fluide)
- Servi tout au long de la journée comme petit-déjeuner, en-cas entre les repas ou comme alternative au dîner
- Indiqué en cas de malnutrition et/ou à risque de problèmes de mastication et/ou de déglutition (dysphagie)
- 1 portion = 50 g + 300 ml de lait demi-écrémé (1,5%)
- 358 kcal / portion sans liquide
- 21 g protéines / portion sans liquide
- 2 x 250 g sachets dans une boîte (10 portions)
- Contient du gluten, protéines de lait et du lactose
- Goût: vanille