

Boîte de 10 pansements Biatain adhésifs, 12,5 x 12,5 cm - Stérile



- Biatain Adhésif est un pansement en mousse de polyuréthane souple et conformable avec un adhésif hydrocolloïde qui absorbe et retient efficacement l'exsudat de la plaie.

Cela garantit un environnement humide pour la cicatrisation des plaies exsudatives.

- S'adapte au lit de la plaie
- Absorbe verticalement
- Retient l'exsudat

• Usage:

- Biatain est indiqué pour un large éventail de plaies exsudatives, notamment les ulcères de jambe, les escarres, les sites donneurs et peut être utilisé sur les brûlures du deuxième degré, les plaies postopératoires et les abrasions cutanées.
- Biatain peut être utilisé en association avec une thérapie par compression.

