

Boîte de 10 pansements Biatain Silicone, adhésivité douce, 12,5 x 12,5 cm - Stérile



- Biatain Silicone avec la technologie 3DFit est un pansement en mousse de polyuréthane souple et conforme avec un film supérieur résistant aux bactéries et à l'eau, une couche de verrouillage et une couche adhésive de silicone douce.
- Il peut être utilisé sur un large éventail de plaies exsudatives chroniques et aiguës, faisant de Biatain Silicone le choix évident pour la cicatrisation humide des plaies courantes.
- Convient aux plaies diabétiques
- S'adapte au lit de la plaie
- Absorbe verticalement
- Retient l'exsudat et 99,98% des bactéries
- Usage:
 - Biatain Silicone est indiqué pour un large éventail de plaies exsudatives chroniques et aiguës.
 - Soins des plaies bourgeonnantes, moyennement à fortement exsudatives. Ils comprennent les ulcères de jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique non infectés, les sites donneurs, les plaies postopératoires et les plaies traumatiques.
 - Il peut être utilisé en association avec une thérapie par compression et peut être laissé en place jusqu'à 7 jours.
- Adhésivité douce.