

Boîte de 10 pansements Biatain silicone Lite, adhésivité douce, 7,5 x 7,5 cm - Stérile



- Biatain Silicone Lite est un pansement en mousse de polyuréthane fin, ultra flexible et absorbant, doté d'un film supérieur résistant aux bactéries et à l'eau et d'une couche adhésive en silicone souple.
- Le coussinet en mousse douce et fine au niveau de la peau le rend confortable à porter et convient aux utilisateurs ayant besoin d'une mobilité accrue.
- Convient aux plaies diabétiques
- S'adapte au lit de la plaie
- Absorbe verticalement
- Retient l'exsudat
- Usage:
 - Biatain Silicone Lite peut être utilisé pour une large gamme de plaies chroniques et aiguës non ou peu exsudatives. Ils comprennent les ulcères de jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique non infectés, les sites donneurs, les plaies postopératoires et les plaies traumatiques.
 - Il peut être utilisé en association avec une thérapie par compression et peut être laissé en place jusqu'à 7 jours.