

Culotte de bain étanche taille 44 identités



- Tour de taille 76/80 cm
- Culotte de bain étanche pour se baigner en piscine ou à la mer en toute sécurité.
- Très confortable avec des élastiques larges à la taille et aux jambes.
- Étanchéité en piscine ce qui permet l'insertion de protection urinaire absorbante.
- Matériau plastique 100% PVC spécialement résistant aux produits chlorés utilisés en piscine ou balnéo.
- Lavage en machine jusqu'à 90°C.
- Pas de séchage machine.
- Se porte tel quel ou sous un maillot de bain.
- Du fait des mouvements du corps dans l'eau, une étanchéité parfaite ne peut être garantie. Il limite ou empêche uniquement les déjections d'aller dans l'eau et ne garantit pas une étanchéité de fluide venant de l'extérieur.

