

Coussin gel Polyform



- Conçu pour apporter du confort à l'utilisateur, notamment dans le cadre de l'utilisation d'un fauteuil roulant
- A utiliser en cas de risques de formation d'escarres quasiment nul ou faible
- La forte réticulation du gel viscoélastique permet d'éviter la migration totale du gel et évite ainsi les phénomènes de

poinçonnement avec les saillies osseuses

- Matériau imperméable en surface (adapté en cas d'incontinence)
- Dispose d'un côté avec surface anti-dérapante
- Livré avec 2 housses PU
- Dimensions: 40 x 40 x 2,5 cm (L x P x H)