


Boîte de 5 pansements Comfeel Plus transparent, 15 x 20 cm - Stérile



- Le pansement hydrocolloïde Comfeel Plus Transparent est une solution fine et flexible destinée aux plaies peu exsudatives.
- Comfeel Plus Transparent permet d'inspecter la plaie sans changer ni soulever le pansement. Dispose d'une grille de mesure pour suivre l'évolution de la plaie.
- Protection assurée
- Surveillance des plaies
- Conception conviviale

- Usage:
 - Le pansement hydrocolloïde Comfeel Plus Transparent est une solution fine et flexible destinée aux plaies peu exsudatives.
 - Comfeel Plus Transparent permet d'inspecter la plaie sans changer ni soulever le pansement.
 - Dispose d'une grille de mesure pour suivre l'évolution de la plaie.