

Appareil de massage Shiatsu Beurer MG 151



- Massage shiatsu bien-être
- Expérience de massage réelle grâce au massage dorsal 3D en profondeur
- Utilisation multiple pour la nuque, le dos, les jambes, etc., détend les muscles dans la zone des épaules et de la nuque difficile d'accès
- Massage personnalisé grâce à 3 niveaux d'intensité, à

réglé manuellement grâce à des poignées pratiques et facile d'utilisation

- Têtes de massage avec rotation vers la droite/vers la gauche pour un massage polyvalent
- Fonctions de lumière et de chauffage désactivables
- Arrêt automatique après env. 15 minutes

