

Boîte de 6 pansements Biatain Alginate Filler, 3 x 44 cm - Stérile



- Biatain Alginate est un pansement à base d'alginate hautement absorbant destiné aux plaies modérément à fortement exsudatives de différentes tailles, formes et profondeurs.
- Convient pour les plaies diabétiques
- Recommandé pour le remplissage de cavités
- Haute intégrité du pansement
- Risque réduit de fuite et de macération
- Effet hémostatique documenté
- Usage:
 - Biatain Alginate peut être utilisé sur des plaies partielles ou complètes, modérément à fortement exsudatives.

Biatain Alginate peut aider à contrôler les saignements mineurs dans les plaies superficielles.

- Biatain Alginate peut être utilisé avec une thérapie par compression.
- Biatain Alginate ne doit pas être utilisé sur des plaies sèches ou légèrement exsudatives ni pour contrôler les saignements abondants.
- Biatain Alginate est indiqué pour les escarres, les ulcères de jambe veineux et artériels, les ulcères diabétiques, les plaies cavitaires, les lacerations, les abrasions cutanées, les sites de greffe et de donneur, les plaies chirurgicales postopératoires, les brûlures superficielles et partielles.

