

Elevateur de toilettes basic pour gaucher Lofoten Identités



- Dimensions hors-tout : larg. 60,6 x prof. 52,5 x haut.
- Réglable 38,5 à 48,5 cm (avec pieds) ou 42 à 45 cm (avec roues).
- Largeur entre les accoudoirs 48 cm.
- Hauteur dossier 38 cm (version Premium).
- Hauteur d'assise : 57,5 à 67,5 cm.
- Notre élévateur de WC Lofoten permet de vous asseoir et vous relever sans effort et en toute sécurité de vos toilettes.
- Il suffit d'actionner la commande située sur un des accoudoirs et le siège se relève ou se baisse doucement.
- Le Lofoten se pose autour de votre WC existant, sans aucune fixation ni travaux.
- Il est livré avec 4 roulettes (dont 2 à freins) de série : vous pouvez choisir l'installation sur ses pieds ou roulettes
- Le modèle Basic dispose d'un branchement secteur permanent.