

Elevateur de toilettes premium pour gaucher Lofoten Identités



- Dimensions hors-tout : larg. 60,6 x prof. 52,5 x haut.
- Réglable 38,5 à 48,5 cm (avec pieds) ou 42 à 45 cm (avec roues).
- Largeur entre les accoudoirs 48 cm.
- Hauteur dossier 38 cm (version Premium).
- Hauteur d'assise : 57,5 à 67,5 cm.
- Notre élévateur de WC Lofoten permet de vous asseoir et vous relever sans effort et en toute sécurité de vos toilettes.
- Il suffit d'actionner la commande située sur un des accoudoirs et le siège se relève ou se baisse doucement.
- Le Lofoten se pose autour de votre WC existant, sans aucune fixation ni travaux.
- Il est livré avec 4 roulettes (dont 2 à freins) de série : vous pouvez choisir l'installation sur ses pieds ou roulettes
- Le modèle Premium dispose d'une batterie rechargeable avec indication du niveau de charge (100 cycles environ avec une pleine charge), d'un dossier ergonomique et d'un équipement avec pot amovible pour une utilisation en autonomie.
- Structure en acier zingué blanc, ABS et pieds caoutchouc.