

Boite de 10 pansements Biatain Alginate AG Filler, 3 x 44 cm - Stérile



- Biatain Alginate Ag est un pansement à base d'alginate d'argent hautement absorbant destiné aux plaies infectées modérément à fortement exsudatives de différentes tailles, formes et profondeurs.
- Convient aux plaies diabétiques
- Recommandé pour le remplissage des cavités des plaies infectées
- Pansement contenant un complexe d'argent avec un large profil antimicrobien
- Haute intégrité du pansement
- Risque réduit de fuite et de macération
- Effet hémostatique documenté
- Usage:
 - Biatain Alginate Ag peut être utilisé sur des plaies partielles ou complètes, modérément à fortement exsudatives.

- Biatain Alginate Ag peut aider à contrôler les saignements mineurs dans les plaies superficielles.
- Biatain Alginate Ag peut être utilisé sur des plaies infectées ou à risque d'infection.
- Biatain Alginate Ag peut être utilisé sous des bandages compressifs.
- Biatain Alginate Ag ne doit pas être utilisé sur des plaies sèches ou légèrement exsudatives ni pour contrôler les saignements abondants.
- Biatain Alginate Ag est indiqué pour le traitement des plaies postopératoires, des plaies traumatiques (lésions cutanées, traumatismes ou incisions), des ulcères de jambe, des escarres, des ulcères diabétiques, des sites de greffe et donneurs, des plaies cavitaires, des brûlures superficielles et partielles.

