

Boîte de 10 x 25 g Purilon Hydrogel



- Purilon est un hydrogel doux à base d'alginate composé d'ingrédients naturels sans aucun additif.
- Il est utilisé pour les plaies qui nécessitent un débridement efficace et doux des tissus nécrotiques, ouvrant ainsi la voie à une cicatrisation plus rapide.
- Convient aux plaies diabétiques
- Excellente réhydratation et capture la fibrine ramollie et la nécrose
- Facile à appliquer
- Contrecarre les fuites et la macération

- Usage:
 - Le gel Purilon est indiqué pour les plaies squameuses et nécrotiques telles que les ulcères de jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique non infectés, et il peut être utilisé sur les brûlures du premier et du deuxième degré. Le gel peut être utilisé tout au long du processus de guérison pour fournir un environnement de guérison humide.
 - Le gel Purilon doit être utilisé en association avec un pansement secondaire.