

Boîte de 10 pansements Biatain Silicone non-border, 12,5 x 12,5 cm - Stérile



- Biatain Silicone Non-Border avec la technologie 3DFit est un pansement en mousse de polyuréthane doux et confortable avec un film supérieur perméable à la vapeur, imperméable aux bactéries et à l'eau et un adhésif en silicone doux et perforé.
- S'adapte au lit de la plaie
- Absorbe verticalement
- Retient l'exsudat
- Usage:

- Biatain Silicone Non-Border est indiqué pour un large éventail de plaies faiblement à fortement exsudatives chez les patients pesant 40 kg ou plus. Cela inclut les plaies aiguës telles que les sites donneurs, les plaies postopératoires et les plaies traumatiques ; et les plaies chroniques telles que les ulcères de jambe, les escarres et les ulcères du pied diabétique non infectés. Il peut être utilisé en association avec une thérapie par compression et peut être laissé en place jusqu'à 7 jours.